

## TEST AU SYNACTENE RAPIDE

### Intérêt :

Ce test permet d'étudier la capacité sécrétoire des glandes Corticosurrénales.

### Préconisations pour le prélèvement :

\*Prendre RDV au Laboratoire à 8h00

\* Etre à jeun d'aliments

Le test consiste à effectuer 1 prélèvement sanguin à T0  
puis 2 prélèvements à ½ heure d'intervalle après une injection  
IM de Synacthène Immédiat .

### Durée du test :

Prévoir 2 heures de présence au Laboratoire

Vous devez venir au Laboratoire avec

- 1 ampoule de **SYNACTHENE IMMEDIAT** (1ml à 0.25 mg)  
**(A se procurer en PHARMACIE)**